

deconex 53 PLUS

תכשיר חיטוי, ניקוי ומיגון

ברשיון משרד הבריאות



לרפואת שיניים, כלים כירורגיים, אנדוסקופים
ועזרים רפואיים נטול אלדהידים ופנולים

יישום

deconex 53 PLUS משמש לטיפול מקדים עדין במיוחד במכשירים ומשמש כאמצעי הגנה על הצוות. מתאים למכשירים ולכלי טיפול בכל מחלקות בתי החולים, לרבות אנדוסקופים קשיחים וגמישים וחומר מאלחש. deconex 53 PLUS אף יכול לשמש לחיטוי מכשירים דנטאליים כולל מקדחים ומכשירים רוטוריים נוספים.

מינון מומלץ:

| מקדחים | כלים | זמן השרייה | מיהול כלים ומקדחים |
|---|--|------------|-------------------------------------|
| בתום ההשריה לא לשטוף במים!! להניח לייבוש | בתום ההשריה לשטוף במים זורמים ולאחר מכן במים מזוקקים ולהניח לייבוש | 15 דקות | 20 מ"ל לליטר מי ברז (2 פקקים/ל') |

שימוש מומלץ:

- הכן את תמיסת החיטוי באמצעות דילול במים עד לריכוז הרצוי לשימוש.
- לפני טבילת המכשירים באמבט החיטוי, פתח או פרק אותם לחלקים ככל הניתן.
- יש לכסות את המשטח כולו. הימנע מבועות אוויר בחללים.
- בחלוף זמן המגע, שטוף את המכשירים היטב באמצעות מים נטולי מינרליים, בשלב השטיפה הסופי.
- תמיסות שניכר בהן כי הן מזהמות מחייבות החלפה מיידית.
- בעת החלפה למוצר ה- deconex 53 PLUS, מומלץ ניקוי ביניים של המכשירים באמצעות deconex 36 INTENSIV או מוצר דומה.

תכונות

- נטול אלדהידים
- ללא חומרים פעילים שמכילים מלחים כלוריים
- קשת פעילות רחבה כולל השפעה טוברקולוצידית
- פעיל כנגד וירוסי מעטפת וגם נגד אדנו וירוס ופוליומה SV40
- עדין במיוחד לחומרים
- השפעה משולבת של ניקוי וחיטוי
- מתאים לשימוש באמבט אולטראסוני
- התמיסה המוכנה לשימוש בעלת חיי שירות של עד 14 יום, בכפוף לבדיקת תחריף עם זיהום אורגני נמוך
- מאושר ע"י ה-VAH (האיגוד הגרמני להיגיינה יישומית)

עותקים של דוחות המומחים זמינים לפי דרישה.

מרכיבים

100 גרם של deconex 53 PLUS מכילים:

3.8 g alkyl propylene diamine guanidinium diacetate
5.6 g N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

מרכיבי עזר:

מונעי קורוזיה, תרכובות סורפקטנטים, חומר ממס, בושם, צבע.

תאימות חומרים

מתאים לחומרים הבאים:

אלומיניום, אלומיניום אנודיזי, פלדת אל חלד, נחושת, פליז, פליז בציפוי כרום, פלסטיק כגון פוליאמיד, פוליאטילן, פוליפרופילן, PVC, POM, PET. עבור ABS, זכוכית אקרילית ופוליסולפון, בכפוף לסוג ולריכוז המוצר. במקרה של חומרים שלא נזכרים כאן, על המשתמש לערוך בדיקות תאימות מתאימות או לפנות אל Borer Chemie AG.

דוחות מומחים:

deconex 53 PLUS נבדק באופן יסודי בכפוף לשיטות ה-DGHM, בהקשר עם יעילותו ועם חיי השירות שלו. דוחות מומחים זמינים לפי דרישה.

סימן CE:

deconex 53 PLUS עומד בדרישות המתייחסות למכשירים רפואיים בכפוף להנחיה 93/42/EEC.

נתונים כימיים/פיזיים:

| | | |
|--------|----------------------------|------------|
| pH | תמיסה של 1% במים ללא יונים | 9 בקירוב |
| צפיפות | תרכיז | 1.0 g/ml |
| מראה | תרכיז | שקוף, ירוק |

כל המידע המסופק מבוסס על הידע המקיף של החברה ואינו מהווה ערובה מחייבת משפטית לתכונות ספציפיות של המוצר.

למידע נוסף נא עיין בעלון מוצר מקורי data sheet. יישלח בד"א לכל דורש, כמו גם מבדקים ואישורים. בטיחות למידע אודות בטיחות בעבודה, אחסון וסילוק נא עיין בעלון בטיחות MSDS. ישלח בד"א לכל דורש. אתר היצרן www.borer.ch

